

APS MARCIN WALASEK	DOKUMENTACJA TECHNICZNA	Strona: 1 z 1
	APS.09_INSTRUKCJA UŻYWANIA	Wydanie: 1
	Jednorazowe podkłady włókninowe FAB-MED	Obowiązuje od: 23.05.2022

INSTRUKCJA UŻYWANIA

OPIS WYROBU MEDYCZNEGO

Jednorazowe podkłady włókninowe FAB-MED wykonane są z włókny. Wyrób stosowany jest u ludzi w celach medycznych, wspomaga procesy diagnozowania i leczenia podczas zabiegów w gabinetach stomatologicznych oraz klinikach ortodontycznych, w gabinetach lekarskich oraz gabinetach zabiegowych podczas procedur i zabiegów lekarskich

Jednorazowe podkłady włókninowe FAB-MED do stosowania w gabinetach stomatologicznych oraz klinikach ortodontycznych, w gabinetach lekarskich oraz gabinetach zabiegowych podczas procedur i zabiegów lekarskich. Jednorazowe podkłady włókninowe FAB-MED służą do zapobiegania czynników zakaźnych pomiędzy pacjentem a miejscem na którym jest ułożony pacjent. Podkłady służą również do wchłaniania płynów ustrojowych, płynów leczniczych, resztek produktów leczniczych lub innych substancji, podczas zabiegów lekarskich i innych procedur medycznych.

ZASTOSOWANIE

Należy ułożyć jednorazowe podkłady włókninowe FAB-MED pomiędzy pacjenta a miejsce na którym jest ułożony. Wyrób dłuży do jednokrotnego stosowania.







Po użyciu wyrób powinien być utylizowany tak, jak odpad medyczny.

DZIAŁANIE

Jednorazowe podkłady włókninowe FAB-MED przeznaczone są do wchłaniania płynów ustrojowych, płynów leczniczych, resztek produktów leczniczych lub innych substancji, podczas zabiegów stomatologicznych, ortodontycznych, zabiegów lekarskich oraz procedur medycznych. Zapobiegają również przeniesieniu bakterii przez zanieczyszczone ciało lub ubranie pacjenta, przez co zmniejszają ryzyko zakażeń. Podczas procedur medycznych z użyciem substancji drażniących, chronią odkryte części ciała pacjenta przed podrażnieniem lub alergią.

Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą wyrobu, gdyż znajdują się na niej ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania serwetki stomatologicznej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA

	Wyrób jednorazowego użytku
	Wyrób niejałowy (niesterylny)
	CE- potwierdzenie spełnienia norm UE
	OKRES TRWAŁOŚCI: 3 LATA OD DATY PRODUKCJI
	Medical Device - oznakowanie że dany wyrób jest wyrobem medycznym
	Numerem serii produkcyjnej jest data produkcji



APS MARCIN WALASEK	DOKUMENTACJA TECHNICZNA	Strona: 2 z 1
	APS.09_INSTRUKCJA UŻYWANIA	Wydanie: 1
	Jednorazowe podkłady włókninowe FAB-MED	Obowiązuje od: 23.05.2022

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Jednorazowe podkłady włókninowe FAB-MED należy wyciągnąć z opakowania foliowego, a następnie oderwać przy perforacji jedną serwetę.
2. Następnie rozłożyć ją na miejsce na którym zostanie ułożony pacjent.
3. Po stwierdzeniu znacznego zabrudzenia podkładu lub po zakończeniu procedury medycznej, należy podkład usunąć.
4. Zużyta serwetę należy utylizować tak jak pozostałe odpady medyczne.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA



Wyrób należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

WYTWÓRCA

APS Marcin Walasek

ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry

Wyd.1.

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ:	Weronika Szeja	23.05.2022	
ZATWIERDZIŁ:	Marcin Walasek	23.05.2022	

APS Marcin Walasek
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
ul. Czarnohucka 3
NIP: 645-168-15-77
REGON: 272813790